

**Требования к компьютерной технике для корректной работы
устройства для определения психофизиологического состояния «BrainBit» (БОС)**

Общие требования

Название	Требования
Операционная система	Windows 10 (32 или 64 бита), версия сборки не ниже 1903 (это очень важно, потому что версии ниже не содержат некоторых библиотек BLE для связи с устройством по Bluetooth)
USB порты	не менее 2 шт.
Монитор	обязательное наличие двух мониторов, разрешение 1600x900 и выше

Персональный компьютер, ноутбук

Название	Тех. характеристики
Процессор	семейства Intel Core i3, i5, i7 или аналогичный четырёхъядерный фирмы AMD семейства FX, A10, Ryzen
Память	не менее 4 Гб
Жёсткий диск	не менее 120 Гб (желательно SSD)
Видеокарта	- для ноутбука: возможность подключения дополнительного монитора - для ПК: возможность подключения 2-х мониторов
Монитор исследователя	ЖК монитор с диагональю минимум 19 дюймов или экран ноутбука с диагональю минимум 14 дюймов, поддерживающий разрешение 1600x900 и выше